

Prpf4 Rabbit Mab - O43172

품목 번호: CM0006669



소개

PRPF4 Rabbit mAb은 인간 PRPF4(U4/U6 snRNP 60 kDa 단백질을 표적으로 하는 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 스플라이싱 연구 및 망막색소변증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRPF4 Rabbit mAb
비고/별칭	PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60; PRPF4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	9128
항원(Immunogen)	인간 PRPF4 (NP_004688.2)의 아미노산 450-522에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O43172
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)