

Prpf8 Rabbit Pab - Q6P2Q9

품목 번호: CM0025533



소개

인간 PRPF8를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 스플라이스솜 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRPF8 Rabbit pAb
비고/별칭	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10594
GeneID	10594
면역원	인간 PRPF8 (NP_006436.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q6P2Q9
단백질 분자량	274kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)