

Wb 및 Elisa용 Prrt2 Rabbit Pab - Q7Z6L0

품목 번호: CM0024422

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 PRRT2 Rabbit Polyclonal Antibody. 시냅스 전달에 관여하는 신경전달물질 방출 조절 인자인 인간 및 마우스 PRRT2와 반응합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PRRT2 Rabbit pAb
비고/별칭	PKC; EKD1; ICCA; BFIC2; BFIS2; DSPB3; DYT10; FICCA; IFITMD1; PRRT2
종(Species)	Human
GeneID (human)	112476
GeneID	112476
면역원(Immunogen)	인간 PRRT2 (NP_660282.2)의 아미노산 20-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q7Z6L0
단백질 분자량(Protein Weight)	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)