

Wb 및 Elisa용 Prss2 토끼 다클로날 항체 - P07478

품목 번호: CM0027671



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 PRSS2 토끼 다클로날 항체로, 사람(Human) 및 마우스와 반응합니다. PRSS2 (Trypsin-2)는 회장에서 데펜신(defensin) 처리에 관여하는 분비성 세린 프로테아제입니다. 소화 효소 및 파네스 세포(Paneth cell) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PRSS2 Rabbit pAb
비고/별명(Alias)	TRY2; TRY8; TRYP; PRSS2
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5645
유전자 ID	5645
면역원(Immunogen)	사람 PRSS2 (NP_002761.1)의 아미노산 24-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P07478
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)