

Db 및 Elisa 응용용 슈도유리딘 / 5-리보실유라실 토끼 단클론 항체

품목 번호: CM0000045

소개

닷 블롯 및 ELISA 응용에 적합한 슈도유리딘(5-리보실유라실)에 대한 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 후성유전체 전사체 연구 및 RNA 변이 분석에 이상적입니다. 신뢰할 수 있는 IVD 원료로 CamelBio에서 구매하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	슈도유리딘 / 5-리보실유라실 토끼 단클론 항체(mAb)
유전자 ID (CAS)	CAS: 1445-07-4
면역원	슈도유리딘 / 5-리보실유라실 / Y에 해당하는 화합물
원천	토끼
카테고리	기타 변이 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스팩