

## 의사유리딘(5-리보실우라실) 도트 블롯 및 Elisa용 토끼 다클로날 항체

품목 번호: CM0000042

### 소개

수정된 뉴클레오사이드인 의사유리딘/5-리보실우라실에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 종에 독립적인 반응성으로 도트 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 에피트랜스크립톰 및 진단 연구 응용에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수   | 값                              |
|--------|--------------------------------|
| 제품명    | 의사유리딘 / 5-리보실우라실 토끼 pAb        |
| 면역원    | 의사유리딘 / 5-리보실우라실 / Y에 해당하는 화합물 |
| 공급원    | 토끼                             |
| 카테고리   | 기타 수정 항체                       |
| 응용     | DB, ELISA                      |
| 교차 반응성 | 종 독립적                          |
| 배송     | 아이스 팩                          |