


Psma7 Rabbit Pab - O14818

품목 번호: CM0025814



소개

PSMA7 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 단백질 분해 및 세포 조절에 관여하는 프로테아좀 서브유닛 알파 타입-7, 28kDa를 표적합니다. 프로테아좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PSMA7 Rabbit pAb
비고/별칭	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7
종	인간
GeneID (인간)	5688
GeneID	5688
면역원	인간 PSMA7 (NP_002783.1)의 아미노산 1-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14818
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백