


Psmc3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P17980

품목 번호: CM0020199



소개

Western blot, 면역조직화학 및 ELISA에 검증된 Rabbit anti-PSMC3 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 랫트의 PSMC3(핵심 26S 프로테아좀 조절 서브유닛)를 검출합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PSMC3 Rabbit pAb
비고/별칭	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
종	인간
유전자 ID (인간)	5702
유전자 ID	5702
면역원	인간 PSMC3 (NP_002799.3)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P17980
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백