


Wb, Elisa용 Psmd12 토끼 다클론 항체 - O00232

품목 번호: CM0029241



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 PSMD12 토끼 다클론 항체입니다. 유비퀴틴-프로테아좀 시스템의 핵심 구성 요소인 인간, 마우스 및 쥐의 PSMD12(26S 프로테아좀 비-ATPase 조절 서브유닛 12)를 검출합니다. 프로테아좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD12 토끼 pAb
비고/별칭	p55; Rpn5; STISS; PSMD12
종	인간
유전자 ID (인간)	5718
유전자 ID	5718
면역원	인간 PSMD12(NP_002807.1)의 아미노산 197-456에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O00232
단백질 무게	53kDa
배송	아이스팩