


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Psmd14 토끼 단일클론 항체 - O00487

품목 번호: CM0005148



소개

사람 PSMD14 (UniProt O00487)를 타겟으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 프로테아좀 기능, 단백질 분해 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD14 토끼 mAb
비고/별칭	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10213
GeneID	10213
면역원(Immunogen)	사람 PSMD14 (O00487)의 아미노산 112-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O00487
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)