


Wb, If/Icc, Elisa용 Psmd8 토끼 다클로날 항체 - P48556

품목 번호: CM0028246



소개

26S 프로테아좀 비-ATPase 조절 소단위체인 PSMD8에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에서 검증되었습니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PSMD8 토끼 pAb
비고/별칭	S14; p31; HIP6; HYPF; Nin1p; Rpn12; HEL-S-91n; PSMD8
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5714
GeneID	5714
면역원	사람 PSMD8 (NP_002803.2)의 아미노산 101-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P48556
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 백(Ice bag)