

Ptbp1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P26599

품목 번호: CM0008252



소개

사람 PTBP1 (hnRNP I)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람 및 마우스 PTBP1을 검출하며, 60kDa에서 밴드가 예상됩니다. RNA 스플라이싱 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTBP1 토끼 mAb
비고/별칭	PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB, HNRPI, PTB-1, PTB-T, HNRNP1, HNRNP-1, PTBP1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5725
GeneID	5725
면역원(Immunogen)	사람 PTBP1 (P26599)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P26599
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)