


Ptbp2 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uka9

품목 번호: CM0026986



소개

PTBP2 Rabbit pAb는 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 다항체 항체로, 인간 PTBP2를 표적하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 스플라이싱 및 번역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PTBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	58155
GeneID	58155
면역원	인간 PTBP2 (NP_001287918.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UKA9
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 백(Ice bag)