

Wb, If/Icc, Elisa용 Ptpn22 토끼 Pab - Q9Y2R2

품목 번호: CM0012883



소개

TCR 신호 전달의 주요 음성 조절 인자인 PTPN22 (LYP)를 표적하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응하여 자가면역 질환 및 면역 신호 연구에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPN22 토끼 pAb
비고/별칭	LYP; PEP; LYP1; LYP2; PTPN8; PTPN22.5; PTPN22.6; PTPN22
종(Species)	인간(Human)
GeneID	26191
면역원(Immunogen)	인간 PTPN22 (NP_036543.4)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y2R2
단백질 분자량	92kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)