


Ptpn5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P54829

품목 번호: CM0019337



소개

PTPN5(STEP) 토끼 폴리클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 시냅스 가소성 및 신경 세포 생존 경로에서 중요한 인산가수분해효소를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PTPN5 Rabbit pAb
비고/별칭	STEP; STEP61; PTPSTEP; PTPN5
종	인간
GeneID (인간)	84867
GeneID	84867
면역원	인간 PTPN5(NP_116170.3)의 아미노산 190-307에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54829
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백