

Ptpra Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P18433

품목 번호: CM0015286



소개

인간 PTPRA에 대한 고품질 토끼 폴리클로날항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫 PTPRA를 검출하며, 인테그린 신호 전달 및 포컬 어드헤전 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PTPRA Rabbit pAb
비고/별칭	LRP; HLP; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; PTPRA
종	인간
유전자 ID (인간)	5786
유전자 ID	5786
면역원	인간 PTPRA (NP_543030.1)의 아미노산 175-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	P18433
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백