


## Ptprg 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - P23470

품목 번호: CM0016035



### 소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 PTPRG 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 인간 PTPRG(아미노산 250-450)를 면역원으로 생산되었으며, 분자량 162 kDa인 수용체형 티로신 단백질 포스파타아제 감마인 인간, 마우스, 래트 PTPRG를 검출합니다. 포스파타아제 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명     | PTPRG 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭   | PTPG; HPTPG; RPTPG; R-PTP-GAMMA; PTPRG                        |
| 종       | 인간                                                            |
| 유전자 ID  | 5793                                                          |
| 면역원     | 인간 PTPRG(NP_002832.3)의 아미노산 250-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산 기원   | 토끼                                                            |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS   | P23470                                                        |
| 단백질 분자량 | 162kDa                                                        |
| 배송 방식   | 아이스 팩                                                         |