

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Puma 토끼 단일클론 항체 - Q9Bxh1

품목 번호: CM0010206



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증을 완료한 고품질 PUMA 토끼 단일클론 항체입니다. 암 및 세포사 연구에 중요한 p53 상향 조절 세포사멸 조절인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PUMA 토끼 mAb
비고/별칭	JFY1; PUMA; JFY-1
종	인간
GeneID (인간)	27113
면역원	합성 펩타이드(인간 PUMA의 아미노산 100-193, NP_055232.1)
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BXH1
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩