

Wb용 Puma 토끼 Pab - Q96Pg8/Q9Bxh1

품목 번호: CM0020025

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 PUMA 토끼 pAb로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 세포사멸 연구에서 여러 PUMA 아이소폼(10-26 kDa)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PUMA 토끼 pAb
비고/별칭	JFY1; PUMA; JFY-1
종	인간
유전자 ID (인간)	27113
면역원	합성 펩타이드: 인간 PUMA (NP_001120713.1)의 아미노산 50-131 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96PG8/Q9BXH1
단백질 분자량	10kDa/14kDa/20kDa/26kDa
배송 방식	아이스백