

Puromycin Rabbit Pab - Cas:58-58-2

품목 번호: CM0019707

소개

Puromycin Rabbit pAb는 푸로마이신(puromycin)에 대해 개발된 토끼 다클로날 항체입니다. 종에 독립적인 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 적합하여, 이 항체는 단백질 합성 및 푸로마이신 기반 선별 연구를 위한 도구로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Puromycin Rabbit pAb
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	CAS:58-58-2
유전자 ID	CAS:58-58-2
항원(Immunogen)	푸로마이신에 해당하는 화합물
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	종에 독립적(Species independent)
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)