


Pygb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11216

품목 번호: CM0029046



소개

인간 PYGB (뇌 글리코겐 인산화효소)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 예측 분자량 97 kDa의 인간, 마우스 및 래트 PYGB를 검출합니다. 글리코겐 대사 및 뇌 에너지 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PYGB 토끼 pAb
비고/별칭	GPBB; PYGB
종	인간
유전자 ID (인간)	5834
유전자 ID	5834
면역원	인간 PYGB (NP_002853.2)의 아미노산 544-843 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11216
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백