


Wb, If/Icc, Elisa용 Rab10 토끼 단일클론 항체 - P61026

품목 번호: CM0006944



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질 RAB10 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 RAB10을 검출합니다. 세포 내 소포 운송 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RAB10 Rabbit mAb
비고/별칭	RAB10; ras-related protein Rab-10; [KD Validated] RAB10
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	10890
유전자 ID	10890
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 RAB10 (NP_057215.3)의 아미노산 101-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P61026
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)