

Wb, Elisa용 Rab34 토끼 다클로날 항체 - P0Di83/Q9Bzg1

품목 번호: CM0014673

소개

사람 RAB34에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트 샘플의 여러 이소폼을 검출합니다. 인핵 기능 및 대안 스플라이싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RAB34 Rabbit pAb
비고/별칭	RAH; NARR; RAB39; RAB34
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	83871
유전자 ID	83871
면역원	사람 RAB34 (NP_114140.4)의 아미노산 1-259에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P0DI83/Q9BZG1
단백질 분자량	21kDa/28kDa/29kDa
배송	아이스백