

Wb, Elisa용 Rab3D 토끼 다클론 항체 - O95716

품목 번호: CM0017225



소개

RAB3D 토끼 다클론 항체(O95716)는 WB와 ELISA에서 검증이 완료된 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 예상되는 단백질 밴드 크기는 24kDa입니다. 막 수송 및 세포외 배출 과정에서 Rab-3D 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RAB3D 토끼 다클론 항체
비고/별칭	GOV; D2-2; RAB16; RAD3D; RAB3D
종	인간
유전자ID (인간)	9545
유전자ID	9545
면역원	재조합 단백질 인간 RAB3D (NP_004274.1)의 아미노산 1-219번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95716
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩