

Rabbit Anti-4-Hydroxynonenal (4-Hne) Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry

품목 번호: CM0000052

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 주요 지질 과질화 마커인 4-Hydroxynonenal (4-HNE)을 표적합니다. 종에 독립적 반응성을 갖는 세포 내 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 진단 검사 개발을 위한 IVD 원료로 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-4-Hydroxynonenal mAb
비고/별칭	4-HNE
면역원	4-Hydroxynonenal에 해당하는 화합물.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	기타 변형 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	종에 독립적(Species independent)
배송	아이스 백(Ice bag)