

세포 내 유세포 분석용 Abflo 488 Rabbit Anti-4-Hydroxynonenal (4-Hne)

단일클론 항체

품목 번호: CM0000027

소개

지질 과산화 표지자인 4-Hydroxynonenal(4-HNE)을 표적하는 형광 ABflo 488 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 종 비의존적 반응성을 지녀 세포 내 유세포 분석(FC intra)에 이상적이며, 산화 스트레스 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 내용
제품명	Rabbit anti-4-Hydroxynonenal mAb
비고/별칭	4-HNE
면역원	4-Hydroxynonenal에 상응하는 화합물
원산지	토끼
분류	기타 변형 항체
적용 분야	FC (intra)
교차 반응성	종 비의존적
배송 조건	아이스백