

토끼 항-Atf5 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Y2D1

품목 번호: CM0008457

소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 토끼 항-ATF5 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었으며, 세포 생존과 분화에 중요한 전사인자 ATF5를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATF5 토끼 mAb
비고/별칭	ATFX; HMFN0395; ATF5
종	인간
GeneID (인간)	22809
GeneID	22809
면역원	합성 펩티드: 인간 ATF5 (Q9Y2D1)의 아미노산 183-282번 서열 내에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y2D1
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백