

## Wb 및 Elisa용 토끼 항-Bgat (Abo) 다클로날 항체 - P16442

품목 번호: CM0023913



### 소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 BGAT (ABO 전 효소)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플과 반응합니다. ABO 혈액형 항원 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | BGAT Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭                    | GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT                            |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                     |
| GeneID                   | 28                                                            |
| 항원(Immunogen)            | 인간 BGAT (NP_065202.2)의 아미노산 54-354에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                |
| SWISS                    | P16442                                                        |
| 단백질 분자량                  | 41kDa                                                         |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                |