

토끼 항-C3Ar1 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q16581

품목 번호: CM0023058



소개

화학주성과 염증에 관여하는 아나필라톡신 C3a에 대한 G 단백질 결합 수용체인 인간 C3AR1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. GPCR 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C3AR1 토끼 pAb
비고/별칭	AZ3B; C3AR; HNFAG09; C3AR1
종	인간
유전자 ID (인간)	719
유전자 ID	719
면역원	합성 펩타이드; 인간 C3AR1 (NP_004045.1)의 아미노산 1-100번 서열 내에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q16581
단백질 분자량	54kDa
배송 방법	아이스 팩