

Rabbit Anti-Cat Cd27 Monoclonal Antibody - Cd27

품목 번호: CM0010137

소개

유세포 분석(Flow cytometry) 응용을 위한 접합 토끼 단일클론 항체(고양이 CD27 대상). 항원은 고양이 CD27의 아미노산 20-191 부위를 포함하며, 다른 종과의 교차 반응성은 보고되지 않았습니다. 고양이 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Cat CD27 mAb
종(Species)	고양이 (Cat)
유전자 ID (사람)	939
유전자 ID	101091633
항원(Immunogen)	재조합 단백질: 고양이 CD27 (XP_011282025.3)의 아미노산 20-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	고양이 (Cat)
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)