

Rabbit Anti-Cat Cd8 Alpha 단일클론항체 (유세포 분석용) - P41688

품목 번호: CM0004404



소개

고양이 CD8 alpha에 대한 로 접합된 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 고양이 모델에서 면역표현형 분석 및 T-세포 연구에 이상적입니다. UniProt P41688에 대한 표적 특이성을 가집니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Cat CD8 alpha mAb
비고/별칭	CD8A
종	고양이
GeneID (Human)	925
GeneID	493799
면역원	고양이 CD8 alpha (NP_001009843.1)의 아미노산 25-186에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석법 (FC)
교차 반응성	고양이
SWISS	P41688
단백질 분자량	32-34 kDa
배송	아이스백