

유세포 분석용 토끼 항고양이 CD8 알파 단클론 항체 - P41688

품목 번호: CM0004508



소개

고양이 CD8 알파에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 고양이 면역학 연구에서 CD8+ T세포 및 NK 세포 반응 연구를 용이하게 합니다. 고양이와 특이적으로 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항고양이 CD8 알파 mAb
비고/별칭	CD8A
종	고양이
GeneID (인간)	925
GeneID	493799
면역원	고양이 CD8 알파(NP_001009843.1)의 아미노산 25-186에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	고양이
SWISS	P41688
단백질 분자량	32-34kDa
배송 방식	아이스백