

Wb, Ihc-P, Elisa용 토끼 항Cc2D1A 다클론 항체 - Q6P1N0

품목 번호: CM0024841

소개

인간 CC2D1A에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 유전자 조절, 시냅스 기능 및 PI3K 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CC2D1A 토끼 pAb
비고/별칭	Lgd2; MRT3; TAPE; Aki-1; FREUD-1; Freud-1/Aki1; CC2D1A
종	인간
유전자ID (인간)	54862
유전자ID	54862
면역원	인간 CC2D1A (NP_060191.3)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q6P1N0
단백질 분자량	104kDa
배송 방식	아이스팩