


유세포 분석용 토끼 항-CD14 단일클론 항체 - P08571

품목 번호: CM0004334



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-CD14 단일클론 항체입니다. 인간 및 시노물구스 원숭이 단핵구/대식세포에서 CD14를 검출합니다. LPS 공수용체로, 선천성 면역 연구에 필수적입니다. 분자량: 40 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD14 단일클론 항체
비고/별칭	CD14
종	인간
유전자ID (인간)	929
유전자ID	929
면역원	인간 CD14 (NP_000582.1)의 아미노산 20-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩