

Wb, Fc, Elisa용 토끼 항-Cd62E/E-셀렉틴 단클론 항체 - P16581

품목 번호: CM0006597



소개

WB, FC, ELISA에서 검증된 인간 CD62E/E-셀렉틴 토끼 단클론 항체입니다. 재조합 면역원을 사용하며 66kDa 밴드를 검출합니다. 백혈구 접착 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD62E/E-셀렉틴 토끼 mAb
비고/별칭	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-셀렉틴
종	인간
유전자ID (인간)	6401
유전자ID	6401
면역원	재조합 단백질 인간 CD62E/E-셀렉틴(NP_000441.2)의 아미노산 22-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P16581
단백질 분자량	66kDa
배송 방법	아이스 팩