


유세포 측정용 토끼 항-Cd8A 단클론 항체 - P01732

품목 번호: CM0012511



소개

인간 CD8a에 대한 토끼 단클론 항체로, 가 접합되어 유세포 측정에 사용됩니다. 인간 및 시노물거스 원숭이 시료에서 검증되었습니다. 면역학 및 면역종양학 연구의 면역세포 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종	인간
유전자ID (인간)	925
유전자ID	925
면역원	재조합 단백질 (인간 CD8a (NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	P01732
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스 팩