

웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), 면역형광/세포화학(If/Icc), Elisa용 Rabbit Anti-Cdc42 폴리클로날 항체 - P60953

품목 번호: CM0017460



소개

CDC42 (세포 분열 조절 단백질 42 동족체)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 액틴 역동성, 세포 극성, 이동을 조절하는 소형 GTPase를 표적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC42 Rabbit pAb
비고/별칭	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
종	인간
GeneID (인간)	998
면역원	인간 CDC42 (NP_001782.1)의 아미노산 118-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60953
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩