

토끼 항건 Cd19 단클론 항체 - Cd19

품목 번호: CM0004723

소개

B세포 표면 항원인 개 CD19를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 개 면역학 연구에서 유세포 분석(FC) 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 개와 교차 반응합니다. 직접 면역형광 염색에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항건 CD19 mAb
비고/별칭	CD19
종	개
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID	607898
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	개
배송	아이스백