

Rabbit Anti-Dog Cd27 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Cd27

품목 번호: CM0010234

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 개 CD27 (TNFRSF7)를 표적합니다. 유전자 재조합 면역원 (aa 20-215)으로 설계되었으며 유세포 분석에 적합합니다. 개 연구 및 진단 개발에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Dog CD27 mAb
비고/별칭	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
종	개 (Dog)
유전자 ID (인간)	939
유전자 ID	611674
면역원	개 CD27 (XP_038295140.1)의 아미노산 20-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	개 (Dog)
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)