

Rabbit Anti-Dog Cd4 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Canine Cd4

품목 번호: CM0008268

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 견 CD4를 표적하며 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 재조합 면역원 (aa 26-400). 견 림프구 표현형 분석 및 면역학 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Dog CD4 mAb
비고/별칭	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
종	개(Dog)
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	403931
면역원	견 CD4 (NP_001003252.1)의 아미노산 26-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	개(Dog)
배송	아이스백