

토끼 항개 Cd4 단클론 항체 - Np_001003252.1

품목 번호: CM0004453

소개

유세포분석(FC) 응용 분야에 사용되는 토끼 항개 CD4 단클론 항체입니다. 재조합 단백질 면역원으로 개 CD4와 반응합니다. 개 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항개 CD4 mAb
비고/별칭	진핵생물; 후생동물; 척삭동물; 두개동물; 척추동물; 진골화류; 포유류; 진수유류; 로라시아테리아; 식육목; 개형아강; 개과; 개속
종	개
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	403931
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	개
배송	아이스 팩