

Rabbit Anti-Dog Cd8A 단일클론항체 (유세포분석용) - P33706

품목 번호: CM0010984

소개

개 CD8A에 대한 고품질 접합 토끼 단일클론항체로 유세포분석에 사용됩니다. MHC 클래스 I 상호작용 및 세포독성 T-세포 반응에 필수적인 T-세포 표면 당단백질 CD8 알파 사슬을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Dog CD8A mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
종	개
GeneID (Human)	925
GeneID	403157
면역원	개 CD8A (NP_001002935.1)의 아미노산 25-139에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	개
SWISS	P33706
단백질 분자량	26 kDa
배송 조건	아이스백