

토끼 항-Fitc/5-Fam/6-Fam 단클론 항체 - Fitc

품목 번호: CM0008805

소개

FITC, 5-FAM 및 6-FAM 염료를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 종에 구애받지 않는 반응성을 가지며 유세포 분석에서 검증되어 연구 및 IVD 분석 개발에서 형광 프로브 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-FITC/5-FAM/6-FAM mAb
비고/별칭	FITC
면역원	화합물 FITC/5-FAM/6-FAM에 해당하는 화학적/소분자
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	종 독립적
배송 방식	아이스백