

Rabbit Anti-Fitc/5-Fam/6-Fam Mab - Fitc

품목 번호: CM0004082

소개

유세포 분석용 토끼 단일클론 항-FITC/5-FAM/6-FAM 항체 (). 종에 구애받지 않는 반응성으로 FITC, 5-FAM 및 6-FAM을 인식합니다. 면역형광 및 IVD 연구에서 FITC 접합체를 검출하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수   | 사양                               |
|--------|----------------------------------|
| 제품명    | Rabbit anti-FITC/5-FAM/6-FAM mAb |
| 비고/별칭  | FITC                             |
| 면역원    | 화합물                              |
| 공급원    | 토끼(Rabbit)                       |
| 카테고리   | 단일클론 항체                          |
| 애플리케이션 | FC                               |
| 교차 반응성 | 종에 무관함                           |
| 배송     | 아이스백                             |