

Wb, Ihc-P, Elisa용 토끼 항-Gap43 다클론 항체 - P17677

품목 번호: CM0022235

소개

GAP43(뉴로모듈린)을 인식하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 최적화되어 있습니다. 인간, 마우스 및 래트 신경 조직 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                            |
| 제품명         | GAP43 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | B-50; PP46; GAP-43; GAP43                                    |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 2596                                                         |
| 유전자 ID      | 2596                                                         |
| 면역원         | 인간 GAP43 (NP_002036.1)의 아미노산 1-238에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                           |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 마우스, 래트                                                      |
| SWISS       | P17677                                                       |
| 단백질 분자량     | 25kDa                                                        |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                        |