


토끼 항-Gca 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P28676

품목 번호: CM0028155



소개

토끼 항-GCA 다클론 항체는 칼슘 결합 그란칼신(~24 kDa)을 표적으로 합니다. 적용 분야: WB, IF/ICC, ELISA. 반응성: 인간, 마우스. 호중구 접착 및 국소 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	GCA 토끼 pAb
비고/별칭	GCL; GCA
종	인간
유전자 ID	25801
면역원	인간 GCA(NP_036330.1)의 아미노산 1-217번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P28676
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스팩 포장