

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 토끼 항-Gnai3 다클론 항체 - P08754

품목 번호: CM0015154



소개

인간 GNAI3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 GNAI3를 인식하며, G 단백질 신호 전달 및 세포 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] GNAI3 토끼 pAb
비고/별칭	87U6; HG1A; ARCND1; ARCODS; I3
종	인간
유전자ID	2773
면역원	인간 GNAI3 (NP_006487.1)의 아미노산 1-354에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P08754
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스 팩