

Rabbit Anti-Goat IgG (Fab) Fragment Mab - Goat IgG (Fab) Fragment

품목 번호: CM0006154

소개

Rabbit anti-Goat IgG (Fab) fragment mAb는 염소 IgG Fab를 특이적으로 인식하는 토끼 단일클론 항체로, 면역분석 및 진단의 유세포 분석 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Goat IgG (Fab) fragment mAb
항원	토끼 anti-Goat IgG (Fab) fragment 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	염소(Goat)
배송	아이스 백(Ice bag)