

Rabbit Anti-Goat IgG (Fab) Fragment Mab - 염소 IgG (Fab) 단편

품목 번호: CM0004024

소개

염소 IgG Fab 단편을 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석 응용 분야에서 검증됨. 재조합 면역원을 사용하여 높은 특이성과 로트 간 일관성을 보장합니다. 연구 및 진단 개발에서 항-염소 IgG 검출이 필요한 면역분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Goat IgG (Fab) fragment mAb
종	염소
면역원	염소 IgG (Fab) 단편의 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	염소
배송	아이스팩