

유세포분석용 토끼 항염소 IgG (Fab) 단편 단클론 항체 - 염소 IgG Fab 단편

품목 번호: CM0006402

소개

염소 IgG Fab 단편을 표적으로 하는 가 접합된 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석(FC) 응용 분야를 위해 설계되었으며, 다양한 면역분석에서 염소 IgG의 종 특이적 검출을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항염소 IgG (Fab) 단편 mAb
종	염소
면역원	염소 IgG (Fab) 단편의 제조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	염소
배송 방식	아이스백